



EICKEMEYER® NarkoVet
Appareils d'anesthésie

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Plus de flexibilité pendant l'anesthésie



EICKEMEYER® NarkoVet **Appareils d'anesthésie**

- ▶ Débitmètre (0,1 à 5,0 litres/min)
- ▶ Système manométrique
- ▶ Soupape de décharge avec réglage de la pression
- ▶ Détournement d'oxygène
- ▶ Vaporisateur isoflurane TEC 3
- ▶ Cartouche de chaux sodée et accessoires
- ▶ Dimensions (en cm): 32 x 51 x 25 cm
- ▶ Modèle de table

213062

Support de montage mural

- ▶ Support mural pour 213062 et 213065
- ▶ Transforme le modèle tableau en modèle mural

21309403

Support mobile pour l'appareil 213062

- ▶ Pour 213062 et 213064 avec 4 roues freinées

21309535

Étagère pour appareil d'anesthésie

- ▶ Pour moniteur de contrôle
- ▶ Mesure: 60 x 30 cm

21309902

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Germany

T +49 7461 96580 0
F +49 7461 96580 90
export@eickemeyer.com

TELEPHONE +49 7461 96580 0

www.eickemeyer.com



EICKEMEYER® NarkoVet
Appareils d'anesthésie

veterinary technology for life
Eickemeyer®



213175

Accessoires pour NarkoVet

Un concentrateur d'oxygène qui conduit l'air à l'environnement, sépare l'oxygène d'autres gaz de l'atmosphère et fournit l'oxygène en concentrations élevées.

- ▶ Niveau sonore: 40 dBA (50Hz)
- ▶ Débit: 0,5 à 5 litres/min.
- ▶ Concentration d'oxygène: 93 % ± 3 %
- ▶ Exigences électriques: 230 V/50 Hz
- ▶ Consommation d'énergie: environ 290 watts à 2 litres/min et environ 312 watts à 5 litres/min
- ▶ Dimensions (en cm): La. 34,02 x Ha. 62,2 x Pr. 30,4
- ▶ Poids: 16,3 kg
- ▶ Tuyau d'oxygène: 2,1 mètres de tuyau d'oxygène (inclus)
- ▶ Garantie: 3 ans.

213175

Étagère pour concentrateur d'appareil d'anesthésie

- ▶ Pour incorporer le générateur d'oxygène

213098

Clé de sécurité pour isoflurane

- ▶ Pour isoflurane

213246

EickSorber Absorbent de gaz anesthésique

- ▶ Il comprend un tuyau d'échappement – 2 mètres

213488

Recharge de chaux sodée

- ▶ Pour une meilleure qualité avec une moindre teneur en poussière
- ▶ Changement de couleur
- ▶ Très efficace

215205



213488



215205